

PROCTOLOGIA



Diagnosi di Precisione con Labomed



Tecnologia Avanzata per una Diagnosi e un Trattamento Accurati

In proctologia, precisione e chiarezza sono fondamentali per diagnosticare e trattare condizioni come emorroidi, fistole anali, ragadi, neoplasie e altri disturbi anorettali. I microscopi e colposcopi avanzati di Labomed offrono un ingrandimento ad alta risoluzione e un'illuminazione superiore, permettendo una valutazione più dettagliata e accurata dei casi complessi.

Vantaggi Principali dell'Uso di un Microscopio Labomed in Proctologia:

- Visualizzazione superiore per procedure microchirurgiche e trattamenti laser precisi.
- Illuminazione LED ad alte prestazioni per rilevare lesioni sottili.
- Design ergonomico per procedure prolungate con minimo affaticamento.
- Migliori risultati per il paziente grazie a maggiore precisione e minore invasività.
- Imaging integrato per una documentazione e un follow-up eccellenti.

Applicazioni Avanzate e Comunicazione con il Paziente

Microscopi: Oltre gli Strumenti Tradizionali

Sebbene anoscopi e sigmoidoscopi siano strumenti standard per l'esame generale, i microscopi svolgono un ruolo fondamentale in ambiti più specialistici della proctologia, permettendo una precisione e una visualizzazione superiori durante procedure diagnostiche e chirurgiche complesse.

- ▶ Trattamenti microchirurgici: sutura e riparazione tissutale precise.
- ▶ Valutazione di lesioni neoplastiche: rilevamento precoce e monitoraggio oncologico.
- ▶ Laser e radiofrequenza: trattamenti mirati per emorroidi e fistole.

Migliore Comunicazione con il Paziente

Il sistema di imaging digitale Labomed aiuta i pazienti a comprendere meglio la diagnosi e il trattamento. Vantaggi della Comunicazione Visiva:


- ▶ Rafforza la fiducia e la sicurezza del paziente.
- ▶ Migliora l'adesione al trattamento grazie a spiegazioni chiare.
- ▶ Favorisce la formazione medica e l'interazione medico-paziente.



Scheda Tecnica Microscopio

Specifiche Generali	PRIMA AURA CS	PRIMA AURA OTS
Tubo Binoculare Testa a 45°	✓	✓
Oculari WF10x/18 mm, con conchiglie pieghevoli Opzionale: WF12.5x/18 mm	✓	✓
Regolazione diottrica	± 5	± 7
Cambio ingrandimento apocromatico 5 posizioni: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x e 2.5x	✓	✓
Obiettivo CMO 300, messa a fuoco fine manuale	✓	✓
Illuminazione in Lux [x1000] LED 27W	75	100
Posizione sorgente luminosa LED Integrata nella testa	✓	✓
Filtri integrati		
Movimento verticale del braccio [mm]	250	550
Supporto da pavimento Base a H	✓	✓

Scopri nitidezza e controllo con lo schermo MTR. Questo sistema con fotocamera 4K si adatta al tuo flusso di lavoro offrendo una visione dal vivo fluida, registrazioni nitide o una combinazione perfetta di entrambe.



Ogni kit include un pedale per un controllo fluido e senza mani. Il pedale sinistro cattura immagini e quello destro registra video.



LABOMED® 

Labomed Europe b.v.
Essebaan 50
2908 LK Capelle aan den IJssel
Paesi Bassi

+31 (0)10 45 842 22 | info@labomedeuropa.com | www.labomedeuropa.com