

**LABOMED**<sup>®</sup>  
ideas for vision



Les microscopes dentaires Labomed répondent aux attentes les plus exigeantes car ils combinent dans un même équipement tout ce que vous attendez:

- Grand en fonctionnalités
- Grand en finitions
- Grand en adaptabilité
- Grand en matière service client
- Grand en prix compétitif, tout inclus et sans surprises

**Pensez  
grand  
PRIMA pro**



# Pensez grand

**PRIMA**pro

Chez Labomed nous savons qu'investir dans un microscope dentaire pour votre cabinet est une étape importante vers la qualité et le service que vous offrez à vos patients et également vers l'excellence et le prestige de votre centre. Pour cela, c'est une décision qui doit être prise avec perspective, puisque c'est un atout que vous posséderez pendant des années. Pensez grand.

Labomed vous propose les microscopes dentaires parfaits pour vous. Ce sont ceux qui répondent à vos demandes et attentes car ils combinent dans le même équipement tout ce que vous attendez: de grandes performances, de superbes finitions, une grande adaptabilité, un excellent service client et un prix avantageux, tout inclus et sans surprises.

Bref, avec les solutions Labomed vous disposerez d'un microscope dentaire haut de gamme, adapté à vos besoins spécifiques et avec une équipe de personnes qui seront à vos côtés à tout moment. Voir grand. De quelles fonctionnalités avez-vous besoin, de quel type d'objectifs ? Allez-vous vouloir capturer des photos ou projeter l'image sur un écran? Devez-vous l'accrocher au plafond, au mur, ou préférez-vous l'avoir à roulettes?

Pensez grand. Avec Labomed c'est possible.





# PRIMA<sup>pro</sup>

# Pensez grand



## Grand en fonctionnalités

Les microscopes dentaires **PRIMA pro** sont livrés en standard avec des fonctionnalités uniques et de haute technologie conçues par et pour les dentistes. Optique apochromatique. Un éclairage unique, intense et sans ombre. Protecteur d'objectif. Ergonomie. Contrôle et manipulation en douceur.



## Grand en finitions

Chez Labomed, la qualité est notre obsession. Nos microscopes sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité. L'équipement est livré avec une peinture antibactérienne et un vernis MaxLite sur les optiques, les prismes et les miroirs. Et, en plus, ils offrent un look moderne et impeccable, tout comme votre armoire le mérite.



## Grand en adaptabilité

Le microscope que nous vous proposons chez Labomed s'adapte à vos besoins puisque vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Vous choisissez le type de support (comme mur, plafond, roulettes...), l'optique (choisissez parmi une grande variété d'objectifs fixes et variables) et la capacité de documentation (type de caméra, nombre de sorties HDMI, connexion au logiciel etc. .)



## Grand en matière service client

De plus, la proximité avec le client est fondamentale pour nous. Avec Labomed vous avez la garantie d'un service client réel, humain et proche. Avant, pendant et après l'achat de votre microscope.



## Grand en prix compétitif

Personne comme Labomed ne vous offre autant de choses dans un prix unique, sans surprises ni extras inutiles: de superbes fonctionnalités, de superbes finitions, une grande adaptabilité et un excellent service client.

# PRIMA pro





# PRIMA pro

## Spécifications

Tête	Ergonomique 0°-210°
Type de caoutchouc d'oculaire	Caoutchouc de pliage de fil
Oculaires WF	Grand WF 10x/18 mm
Oculaires optionnel	Grand 12.5x/18 mm
Réglage dioptrique	± 7
IPD	49 a 78 mm
Changeur de grossissement	6
Augmente	0.3x, 0.5x, 0.8x 1.3x, 2.0x y 3.0x
Objectif standard	NuVar 10
Objectif optionnel	NuVar 20
Watts	50 W
Foudre LED	Oui
Lux	200.000
Éclairage placé dans	Bras
Fibre optique	Oui
Horas de funcionamiento	50.000
Filtros	Verd, orange et halo (simule la lumière halogène)
Support de bras ABA	Oui

De plus, tous les microscopes **PRIMA pro** sont équipés de:

- Peinture antibactérienne
- Vernis MaxLite sur optiques, prismes et miroirs
- Optique apochromatique
- Protecteur d'objectif qui maintient les optiques propres des éclaboussures, de la poussière et autres débris
- Arrêt automatique de la lumière
- Plus de 5 options de montage interchangeables, au cas où vous changeriez d'avis au fil du temps
- Jeu de couvercles pour les commandes, adaptés à l'autoclave et respectueux de l'environnement, évitant de créer davantage de déchets



## Est-ce qu'on voit grand ensemble ?

Contactez-nous à:

Eugene C. Dams  
Directeur des ventes pour  
l'Europe du Nord, de l'Ouest et de l'Est  
Labomed Europe b.v.  
+31 624693712  
eugene@labomedeuropa.com

Eugenia Clavero  
Directeur des ventes pour l'Europe du Sud  
+31 683586788  
eugenia@labomedeuropa.com

Labomed Europe b.v.  
Essebaan 50  
2908 LK Capelle aan den IJssel  
Les Pays-Bas  
T +31(0)10 45 842 22  
www.labomedeuropa.com