

GINECOLOGIA

LABOMED 



SCELTA ECONOMICA

PRIMA C

Illuminazione
27W LED, 75.000 Lux

Movimento verticale del braccio
100 mm



SUPER TUTTOFARE

PRIMA CS

Illuminazione
27W LED, 75.000 Lux

Movimento verticale del braccio
± 250 mm



SCELTA SUPREMA

PRIMA GN

Illuminazione
50W LED, 135.000 Lux

Movimento verticale del braccio
500 mm



SOPRA LA SPALLA

PRIMA swift

Illuminazione
27W LED, 100.000 Lux

Movimento verticale del braccio
550 mm

SCelta ECONOMICA

Colposcopio compatto e versatile, LED ad alta potenza, ottica eccellente e design ergonomico.



PRIMA C

Codice articolo 6128000

SUPER TUTTOFARE

Lo stesso sistema ottico meticolosamente progettato del Prima C, ma collegato a un braccio sospeso e girevole montato su una base stabile.

Il braccio può essere facilmente montato direttamente su una poltrona da visita.



PRIMA CS, testa a 90°

Codice articolo 6128100-801



PRIMA CS, testa a 45°

Codice articolo 6128100-803



PRIMA CS, testa Ergo

Codice articolo 6128100-805

CAMERA E PEDALE

Facilmente aggiornabile con una camera e un pedale, questo microscopio offre funzionalità avanzate per un utilizzo senza mani e un'acquisizione di immagini di alta qualità, garantendo precisione ed efficienza in ogni procedura.



SCelta SUPREMA

Il Prima GN è montato su un supporto mobile a forma di H con robuste ruote piroettanti, facilitando il trasporto del colposcopio tra le stanze. L'unità può anche essere montata direttamente su una poltrona da visita.

Una potente sorgente luminosa a LED, combinata con un eccellente sistema ottico, rende il Prima GN un prezioso alleato per il lavoro diagnostico e chirurgico.



PRIMA GN, testa a 90°

Codice articolo 6165000



PRIMA GN, testa a 45°

Codice articolo 6165000-110



PRIMA GN, testa Ergo

Codice articolo 6165000-125

SOPRA LA SPALLA

Progettato per la precisione nelle indagini mediche, questo microscopio garantisce una chiarezza ottimale dell'immagine e un movimento fluido. Il suo design stabile offre una visione senza vibrazioni su tutte le ingrandimenti, permettendo diagnosi accurate.

Sperimenta una maggiore profondità di campo e contrasto per osservazioni dettagliate, rendendolo uno strumento essenziale per gli specialisti del settore.



PRIMA swift

Codice articolo 6182501

CMO 300, adatto per Prima C/CS e GN



CMO 300

Codice articolo 6133300-801

CMO 300, adatto per PRIMA swift



CMO 300

Codice articolo 6183300

Splitter a doppio fascio, piatto

Codice articolo 6134150



Splitter a fascio singolo GN

Codice articolo 6122501



La disponibilità delle telecamere dipende dallo stock, inclusi i principali marchi come Panasonic, Sony e Canon.



Se non riesci a trovar ciò che cerchi, non esitare a contattarci direttamente.



Kit di documentazione Prima, piatto

Codice articolo 6134156



Splitter a fascio singolo Versione GN

Codice articolo 6122522



Splitter a fascio singolo Versione GN con telecamera

Codice articolo 6122525



Incluso interruttore a pedale

Splitter a fascio singolo 4K, GN, kit, 4K HDMI

Codice articolo 6122536



Doppia impugnatura per il montaggio sul Magnichanger

Codice articolo 6128600-852

SPECIFICHE GENERALI

Nome prodotto	PRIMA C	PRIMA CS	PRIMA GN	PRIMA swift
Tubo binoculari <i>Tubo di visione dritta 90°</i>	√	√	√	√
Occhiale <i>WF 10X/18mm con paraocchi pieghevoli, Opzionale: 12.5X/18mm; paraocchi fissi</i>	√ Regolazione del diottero ± 5 mm	√ Regolazione del diottero ± 5 mm	√ Regolazione del diottero ± 5 mm	√ Regolazione del diottero ± 7 mm
Magnichanger apocromatico <i>5 step > 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X e 2.5X</i>	√	√	√	√
Obiettivo <i>CMO 300, messa a fuoco fine manuale</i>	√	√	√	√
Illuminazione <i>27W LED, 75,000 Lux</i>	√	√		
Illuminazione <i>27W LED, 100,000 Lux</i>				√
Illuminazione <i>50W LED, 135,000 Lux</i>			√	
Posizione della sorgente luminosa LED <i>Integrata nella testa</i>	√	√		√
Posizione della sorgente luminosa LED <i>Su braccio rotante</i>			√	
Filtri integrati <i>Verde</i>	√	√		
Filtri integrati <i>Verde & giallo</i>			√	√
Montaggio a pavimento (*) <i>Base a stella</i>	√			
Montaggio a pavimento (*) <i>Forma a H</i>		√	√	√

(*) sono inclusi nella fornitura standard; sono disponibili diverse opzioni aggiuntive. Si prega di chiedere informazioni sulle

Tutti i microscopi medici Labomed sono trattati con MaxLite™. Un rivestimento a più strati per garantire una trasmissione ottimale dell'immagine, con eccellenti proprietà antiappannamento e antifungine.





LABOMED® 

Essebaan 50
2908 LK Capelle aan den IJssel
I Paesi Bassi

+31 (0)10 45 842 22 | info@labomedeuropa.com | www.labomedeuropa.com