



I microscopi dentali Labomed soddisfano le aspettative più esigenti perché combinano nella stessa attrezzatura tutto ciò che ti aspetti:

- Grandi prestazioni
- Grandi finiture
- Grande adattabilità
- Ottimo servizio clienti/ Grande servizio clienti (?)
- E un ottimo prezzo, tutto compreso e senza sorprese.

**Pensare in  
grande**

**PRIMA pro**



# Pensare in grande


**PRIMA**pro

In Labomed sappiamo che investire in un microscopio dentale per il tuo studio è un passo importante verso la qualità e il servizio che offri ai tuoi pazienti e anche verso l'eccellenza e il prestigio del tuo centro. Per questo è una decisione che deve essere presa con prospettiva, poiché è una risorsa che avrai per anni. Quindi, pensa in grande.

Labomed ti offre i microscopi dentali perfetti per te. Sono quelli che rispondono alle tue richieste e aspettative perché combinano nella stessa attrezzatura tutto ciò che ti aspetti: grandi prestazioni, ottime finiture, grande adattabilità, ottimo servizio clienti e un ottimo prezzo, tutto incluso e senza sorprese.

Insomma, con le soluzioni Labomed avrai un microscopio odontoiatrico di fascia alta, adattato alle tue esigenze specifiche e con un team di persone che sarà sempre al tuo fianco.

Pensare in grande. Di quali caratteristiche hai bisogno, che tipo di lenti? Vuoi scattare foto o proiettare l'immagine su uno schermo? Devi appenderlo al soffitto, al muro o lo preferisci con le ruote? Pensare in grande. Con Labomed è possibile.



# PRIMA<sup>pro</sup>

# Pensare in grande



## Grandi prestazioni

I microscopi dental **PRIMA pro** Sono dotati di serie di caratteristiche esclusive e high-tech progettate da e per i dentisti. Ottica apocromatica. Illuminazione unica, intensa e senza ombre. Protezione per lenti. Ergonomia. Controllo e maneggevolezza fluidi.



## Grandi finiture

In Labomed la qualità è la nostra ossessione. I nostri microscopi sono realizzati con materiali di altissima qualità. L'attrezzatura viene fornita con vernice antibatterica e trattamento antiriflesso MaxLite su ottica, prismi e specchi. Inoltre, offrono un aspetto moderno e impeccabile, proprio come merita il tuo mobile.



## Grande adattabilità

Il microscopio che ti offriamo da Labomed si adatta alle tue esigenze poiché puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze. Scegli il tipo di supporto (come parete, soffitto, ruote...), l'ottica (scegli tra un'ampia varietà di obiettivi fissi e variabili) e la capacità di documentazione (tipo di telecamera, numero di uscite HDMI, connessione al software , eccetera. .)



## Ottimo servizio clienti

Inoltre per noi la vicinanza al cliente è fondamentale. Con Labomed hai la garanzia di un servizio al cliente reale, umano e vicino. Prima, durante e dopo l'acquisto del microscopio.



## Ottimo prezzo

Nessuno come Labomed ti offre così tanto in un unico prezzo senza sorprese o extra inutili: grandi funzionalità, ottime finiture, grande adattabilità e ottimo servizio clienti.

# PRIMA<sup>pro</sup>



# PRIMA<sup>pro</sup>

## Especificaciones

Testa	Ergonomia 0°-210°
Tipo de gomma per oculare	Gomma
Oculari WF	Grande WF 10x/18 mm
Oculari opzionale	Grande 12.5x/18 mm
Regolazione diottrica	± 7
Regolazione IPD	49 a 78 mm
Step di Ingrandimento	6
Fattori di Ingrandimento	0.3x, 0.5x, 0.8x 1.3x, 2.0x y 3.0x
Obiettivo standard	NuVar 10
Obiettivi facoltativi	NuVar 20
Watt	50 W
Illuminazione a LED	Sí
Numero di Lux	200.000
Illuminazione inserita	Braccio
Fibra ottica	Sí
Ore di servizio	50.000
Filtri	Verde, arancione e alone (simula la luce alogena)
Supporto per il braccio	ABA

Inoltre, tutti i microscopi PRIMA lite sono dotati di:

- Vernice antibatterica.
- Trattamento antiriflesso MaxLite su ottiche, prismi e specchi.
- Ottica apocromatica.
- Protezione della lente che mantiene l'ottica pulita da schizzi, polvere e altri detriti.
- Spegnimento automatico della luce.
- Più di 5 opzioni di montaggio intercambiabili, nel caso in cui cambi idea nel tempo.
- Set di coperture per i comandi, adatti all'autoclave e rispettosi dell'ambiente.



## Pensiamo in grande insieme?

Contattaci al:

LTS

Marco Leoni  
Via Livia Drusilla 12  
00175 Roma  
+39 06 768472

marco.leoni@lts-srl.com  
M: +39 0676961353  
www.lts-srl.com

Labomed Europe

T +31(0)10 45 842 22  
Essebaan 50  
2908 LK Capelle aan den IJssel  
The Netherlands  
www.labomedeuropa.com