

**LABOMED**<sup>®</sup>  
ideas for vision



Os microscópios odontológicos Labomed atendem às expectativas mais exigentes porque combinam no mesmo equipamento tudo o que você espera:

- Grandes prestações
- Grandes painéis
- Grande capacidade
- Grande atenção pelo cliente
- E um grande preço, tudo incluído e sem surpresas.

**Piensa em  
grande**  
**PRIMA pro**



# Piensa em grande


**PRIMA**pro

Na Labomed sabemos que investir num microscópio dentário para o seu consultório é um passo importante para a qualidade e serviço que oferece aos seus pacientes e também para a excelência e prestígio de sua clínica. Para isso, é uma decisão que deve ser tomada com perspectiva, pois é um bem que si terá por anos. Então, pense grande.

A Labomed oferece os microscópios dentários perfeitos para você. São aqueles que respondem às suas exigências e expectativas porque combinam no mesmo equipamento tudo o que você espera: grandes prestações, grandes painéis, grande capacidade, grande atenção pelo cliente e um grande preço, tudo incluído e sem surpresas.

Resumindo, com as soluções Labomed você terá um microscópio odontológico de última geração, adaptado às suas necessidades específicas e com uma equipe de pessoas que estará ao seu lado em todos os momentos.

Pensa em grande. Quais recursos você precisa, que tipo de lentes? Você vai querer tirar fotos ou projetar a imagem em uma tela? Tem que pendurar no teto, na parede ou prefere com rodinhas? Pensa em grande. Com a Labomed isso é possível.



# PRIMA<sup>pro</sup>

# Piensa em grande



## Grandes prestações

Os microscópios dentários **PRIMA pro** vêm equipados de série com recursos exclusivos de alta tecnologia projetados por e para dentistas. Óptica apocromática. Iluminação única, intensa e sem sombras. Protetor de lente. Ergonomia. Controle e manuseio suaves.



## Grandes painéis

Na Labomed a qualidade é a nossa obsessão. Os nossos microscópios são feitos com materiais da mais alta qualidade. O equipamento vem com pintura antibacteriana e verniz MaxLite nas óticas, prismas e espelhos. E, além disso, oferecem um visual moderno e impecável, como o seu gabinete merece.



## Grande capacidade

O microscópio que oferecemos na Labomed ajusta-se às suas necessidades, pois pode personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Você escolhe o tipo de suporte (como parede, teto, rodas...), a ótica (escolha entre uma grande variedade de lentes fixas e variáveis) e a capacidade de documentação (tipo de câmera, número de saídas HDMI, conexão ao software, etc.)



## Grande atenção pelo cliente

Além disso, a proximidade com o cliente é fundamental para nós. Com a Labomed tem a garantia de um atendimento real, humano e próximo. Antes, durante e depois de adquirir o seu microscópio.



## Grandes preços

Ninguém como a Labomed oferece tanto num único preço, sem surpresas ou extras desnecessários: excelentes características, excelentes acabamentos, grande adaptabilidade e ótimo atendimento.

# PRIMA<sup>pro</sup>



# PRIMA<sup>pro</sup>

## Especificações

Cabeça	Ergonômico 0°-210°
Tipo de borracha ocular	Borracha dobrável de linha
Oculares WF	Grande WF 10x/18 mm
Oculares opcionais	Grande 12.5x/18 mm
Ajuste de dioptria	± 7
Ajuste IPD	49 a 78 mm
Controlo de ampliação	6
Copos no trocador	0.3x - 0.5x - 0.8x - 1.3x - 2.0x - 3.0x
Objetivo padrão	NuVar 10
Objetivos opcionais	NuVar 20
Watts	50 W
Raio LED	Sim
Número de lúmens (lux)	200.000
Iluminação colocada em	Cabeça
Fibra ótica	Sim
Horas de funcionamento	50.000
Filtros	Verde e laranja e halo (simula luz halógena)
Suporte de braço ABBA	Sim

Além disso, todos os microscópios PRIMA lite vêm equipados com:

- Tinta antibacteriana.
- Verniz MaxLite em ópticas, prismas e espelhos.
- Óptica apocromática.
- Protetor de lente que mantém a ótica limpa de respingos, poeira e outros detritos.
- Luz automática desligada.
- Mais de 5 opções de montagem intercambiáveis, caso você mude de ideia com o tempo.
- Conjunto de tampas para os controles, adequadas para autoclave e que respeitam o meio ambiente, evitando a geração de mais resíduos.



## Pensamos grande juntos?

Contacte-nos em:

**Eugene C. Dams**  
Sales Manager North, West & East Europe  
Labomed Europe b.v.  
+31 624693712  
eugene@labomedeurope.com

**Eugenia Clavero**  
Sales Manager South Europe  
+31 683586788  
eugenia@labomedeurope.com

**Labomed Europe**  
T +31(0)10 45 842 22  
Essebaan 50  
2908 LK Capelle aan den IJssel  
The Netherlands  
www.labomedeurope.com