



Los microscopios dentales de Labomed cumplen con las expectativas más exigentes porque combinan en un mismo equipo todo lo que esperas:

- Grandes prestaciones
- Grandes acabados
- Gran adaptabilidad
- Gran atención al cliente
- Y un gran precio, todo incluido y sin sorpresas.

**Piensa en  
grande**  
**PRIMA pro**



# Piensa en grande


**PRIMA**pro

En Labomed sabemos que la inversión en un microscopio dental para tu gabinete es un paso importante hacia la calidad y el servicio que ofreces a tus pacientes y también hacia la excelencia y prestigio de tu centro. Para ello es una decisión que debe ser tomada con perspectiva, pues es un activo que vas a tener durante años. Así que, piensa en grande.

Labomed te ofrece los microscopios dentales perfectos para ti. Son aquellos que dan respuesta a tus exigencias y expectativas porque combinan en un mismo equipo todo lo que esperas: grandes prestaciones, grandes acabados, gran adaptabilidad, gran atención al cliente y un gran precio, todo incluido y sin sorpresas.

En definitiva, con las soluciones de Labomed vas a tener un microscopio dental de alta gama, adaptado a tus necesidades específicas y con un equipo de personas que vamos a estar a tu lado en todo momento.

Piensa en grande. ¿Qué prestaciones necesitas, qué tipo de lentes? ¿Vas a querer capturar fotos o proyectar la imagen en una pantalla? ¿Tienes que colgarlo del techo, de la pared, o lo prefieres con ruedas? Piensa en grande. Con Labomed es posible.



# PRIMA<sup>pro</sup>

# Piensa en grande



## Grandes prestaciones

Los microscopios dentales **PRIMA pro** vienen equipados de serie con prestaciones únicas y de alta tecnología pensadas por y para odontólogos. Óptica apocromática. Iluminación única, intensa y sin sombras. Protector del objetivo. Ergonomía. Control y manejo suaves.



## Grandes acabados

En Labomed, la calidad es nuestra obsesión. Nuestros microscopios están fabricados con materiales de máxima calidad. Los equipos vienen con pintura antibacteriana y un barniz MaxLite en las ópticas, prismas y espejos. Y, además, ofrecen un aspecto moderno e impecable, como tu gabinete merece.



## Gran adaptabilidad

El microscopio que te ofrecemos en Labomed se ajusta a tus necesidades ya que puedes personalizarlo a tu medida. Tú eliges el tipo de soporte (como pared, techo, ruedas...), las ópticas (elige entre una amplísima variedad de objetivos fijos y variables) y la capacidad de documentación (tipo de cámara, número de salidas HDMI, conexión a software, etc.).



## Gran atención al cliente

Además, la proximidad al cliente es básica para nosotros. Con Labomed tienes la garantía de un servicio de atención al cliente, real, humano y cercano. Antes, durante y después de adquirir tu microscopio.



## Grandes precios

Nadie como Labomed te ofrece tanto en un solo precio sin sorpresas ni extras innecesarios: grandes prestaciones, grandes acabados, gran adaptabilidad y gran atención al cliente.

# PRIMA<sup>pro</sup>



# PRIMA pro

## Especificaciones

Cabezal	Ergonómico 0°-210°
Tipo de goma del ocular	Goma plegable de rosca
Oculares WF	Grande WF 10x/18 mm
Oculares opcionales	Grande 12.5x/18 mm
Ajuste dioptrias	± 7
Ajuste IPD	49 a 78 mm
Cambiador de aumentos	6
Lentes en el cambiador	0.3x, 0.5x, 0.8x 1.3x, 2.0x y 3.0x
Objetivo estándar	NuVar 10
Objetivos opcionales	NuVar 20
Wattios	50 W
Iluminación LED	Sí
Cantidad de lúmenes (lux)	200.000
Iluminación en	Brazo
Fibra óptica	Sí
Horas de funcionamiento	50.000
Filtros	Verde, naranja y halo (simula la luz halógena)
Soporte de brazo ABA	Sí

Además, todos los microscopios **PRIMA pro** vienen equipados con:

- Pintura antibacteriana.
- Barniz MaxLite en las ópticas, prismas y espejos.
- Óptica apocromática.
- Protector del objetivo que mantiene limpia la óptica de salpicaduras, polvo y otros residuos.
- Apagado automático de la luz.
- Más de 5 opciones de montaje intercambiables, por si cambias de idea con el tiempo.
- Conjunto de cubiertas para los mandos, aptas para el autoclave y respetuosas con el medio ambiente evitando crear más desperdicios.



## ¿Pensamos en grande juntos?

Contacta con nosotros en:

**Eugene C. Dams**  
Sales Manager North, West & East Europe  
Labomed Europe b.v.  
+31 624693712  
eugene@labomedeuropa.com

**Eugenia Clavero**  
Sales Manager South Europe  
+31 683586788  
eugenia@labomedeuropa.com

**Labomed Europe**  
T +31(0)10 45 842 22  
Essebaan 50  
2908 LK Capelle aan den IJssel  
The Netherlands  
www.labomedeuropa.com