


Prima C Plus

Manual de assistência técnica / Lista de peças

Microscópio Cirúrgico




Manual de Manutenção e Lista de Peças do LABOMED Prima C

Índice


1.0	Suporte.....	3
2.0	Base& Conjunto da coluna	5
3.0	Conjunto do braço da base	7
4.0	Conjunto da coluna	9
5.0	Conjunto da fonte de alimentação	11
6.0	Conjunto do suporte.....	13
7.0	Conjunto do microscópio.....	15
8.0	Conjunto do Magnichanger.....	17
9.0	Conjunto da lente condensadora.....	19
10.0	Conjunto de LED e cabeça.....	21

1.0 Suporte




ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	6128900-822	STAR BASE WITH PILLAR ASSY.
2	6128900-851	ASSY. PENTA ARM
3	6128000-819	POWER SUPPLY
4	6128900-805	ASSY. MONITOR ARM ADAPTOR
5	6128900-850	MICROSCOPE ASSY.
6	6128000-142	CLAMP POWER SUPPLY
7	X54210	M3x10 PAN/PH. HEAD SCREW
8	SS-185	M5x15 SKT. HEAD SCREW
9	SS-188	M6x25 SKT. HEAD SCREW

2.0 Conjunto da coluna da base




ARTIGO	NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO
1	6128900-822	Suporte em forma de estrela com conjunto de coluna.
2	6128000-819	Fonte de alimentação
3	6128000-142	Fonte de alimentação com grampo
4	X54210	Parafuso de cabeça cilíndrica com ranhura Phillips M3x10

3.0 Conjunto do braço de base




ARTIGO	NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO
1	6168000-142	Pino-guia
2	6168000-139	Tampa da base
3	6128100-140	Pé da base
4	6168000-363	Roda giratória sem bloqueio
5	6168000-138	Placa de base
6	6168000-364	Roda giratória com bloqueio
7	SS-184	Parafuso de cabeça SKT M8x30

4.0 Conjunto de coluna




ARTIGO	NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO
1	6168000-175	Buchas de Delrin (superior) Buchas-guia
2	6168000-171	Bucha de Delrin (inferior)
3	6168000-176	Conjunto de coluna deslizante
4	6168000-852	Mola de compressão
5	6168900-352	Parafuso de cabeça chata SKT M6x16
6	SS-802	Conjunto de pilar
7	6128900-855	Parafuso de cabeça chata SKT M6x16
8	SS -800	Cunha de bloqueio
9	6168000-178	Porca roscada M6
10	6168000-174	Puxador de bloqueio
11	6168000-854	Tampa do botão
12	6168000-216M	

5.0 Conjunto de fonte de alimentação




ARTIGO	NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO
1	6128000-203M	Tampa da fonte de alimentação
2	SS-658	Parafuso de cabeça pan M3x6
3	8124900-950	Interruptor de ligar/desligar
4	X54192	Parafuso de cabeça pan M4x5
5	6128000-838	Conjunto de botão do potenciômetro
6	6128000-306	Tampa decorativa
7	6128000-903F	Conector de 4 pinos
8	X54223	Arruela Plewn 8,6 x 4,2 x 0,5
9	WTEL-40011	Etiqueta de ligação à terra
10	X54394	Parafuso KA 30x16 LPS
11	SS-658	Parafuso de cabeça chata M3x6,0
12	8124900-949	Soquete de entrada
13	6128000-833	Conjunto da placa de base
14	X54383	Parafuso KA30x8
15	6128000-834	Parte inferior da caixa da fonte de alimentação
16	6128000-837	Tampa superior com ventoinha
17	8124900-802	Conversor Buck

6.0 Conjunto de portadora




ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	4140000-215M	DECORATIVE DISC
2	1	6128600-811	SUB ASSLY MICROSCOPE CARRIER
3	1	6128900-830	SUB ASSLY LOWER BRACKET
4	1	6134010-450	PLAIN WASHER WITH SQ. HOLE
5	7	6134010-451	DISC SPRING
6	1	6134010-453	WASHER S.S. FC
7	1	6134010-455	WASHER HOUSING
8	1	6165000-008	COVER WASHER HOUSING
9	1	6168000-117	CHECK NUT M8
10	2	6168000-119	BRASS WASHER
11	1	6168000-850	HANDLE-ASSY
12	1	6168000-215M	LOCKING KNOB
13	1	6168000-216M	COVER LOCKING KNOB
14	1	SS-153	M4 X 6/GRB/UB
15	2	SS-729	Hex. Nut M12

7.0 Conjunto do Magnichanger




ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	6121035	INCLINED HEAD
2	1	6128600-301	DECORATIVE DISC
3	1	6128900-111	THREADED LOCKING KNOB
4	1	6128900-824	SUB ASSY.GUIDE BUSH
5	1	6128900-849	COLPOSCOPE BRACKET ASSLY
6	1	6133300-801	CMO FOCUSSABLE F300
7	1	6210000-801	MAGNICHANGER ASSLY
8	2	A6120010N	EYE PIECE
9	1	SS-176	M5 X20-SOCKET HEAD CAP SCREW

8.0 Montagem do Penta Arm




ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	6128900-106	S.S SPACER
2	1	6128900-114	PENTA ARM-2
3	1	6128900-115	BRASS BUSH
4	2	6128900-116	SS WASHER
5	1	6128900-117	CAP
6	1	6128900-118	WASHER SS
7	1	6134010-450	PLAIN WASHER WITH SQ. HOLE
8	5	6134010-451	DISC SPRING
9	1	6134010-453	WASHER S.S. FC
10	2	6134010-454	Hex. Nut M12
11	2	6165000-405	STOPPER SCREW
12	2	6168000-004	T-RING M24
13	1	6168000-008	PENTA ARM-1
14	1	6168000-016	MIDDLE SHAFT
15	1	6168000-019	REAR SHAFT
16	1	6168000-024	BRASS WASHER
17	1	6168000-025	GUIDE BUSH
18	2	6168000-362	DISC WASHER
19	1	6168000-215M	LOCKING KNOB
20	1	DU-2515	DU BUSH
21	6	SS-159	M4 X 10/SKT HD/UB
22	2	SS-655	M2.5x7.5
23	1	SS-839	M4 X 12 SKT. FLAT HD. (S.S)
24	1	TS-1615	CLAMP

9.0 Conjunto da lente do condensador



ARTIGO	NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO
1	6128000-106	Porca de fixação
2	6128000-602	Lente de iluminação LED-2
3	6128000-104	Cilindro da lente
4	6128000-601	Lente de iluminação LED-1
5	6128000-105	Tampa roscada

10,0 Conjunto de LED e cabeça



ARTIGO	NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO
1	SS-662	Parafuso M3x15 com cabeça chata HD
2	6128000-111	Pino
3	6128000-102	Dissipador de calor
4	SS-661	Parafuso M3x12 PH Pan
5	6128000-905	LED
6	6128000-103	Arruela de Teflon
7	6128000-101	Suporte dissipador de calor
8	X54189	Parafuso SKT BT HD MSx6,0
9	X54206	Parafuso HD plano M 2,5x5
10	6165000-919	VENTILADOR 50x50




Fabricado por:

Labotech Microscopes India Pvt. Ltd.

19-HSIDC, Zona Industrial, Amb Cantt - 133006
Haryana (ÍNDIA)

sales@labomedworld.com
www.labomedworld.com



Labomed Europe b.v

Essebaan 50
2908 LK Capelle aan den IJssel Países
Baixos

Tel.: +31 (0)10 4584222

Fax: +31 (0)10 4508251

E-mail: info@labomedeuropa.com

www.labomedeuropa.com

A16372

ISO 13485:2016



LABOTECH MICROSCOPES INDIA Pvt Ltd

