


# Prima DNT/ORL/GN

Manuel d'exploitation des services et de la liste des pièces pour la

## Microscopie Chirurgicale




Pour garantir une utilisation correcte de cet instrument ainsi que pour éviter les blessures lors de l'utilisation de l'instrument, comprendre complètement ce manuel avant utilisation est très recommandé.

# CONTENU


<b>1. Base &amp; Colonne assemblée Prima DNT/ORL/GN</b>	<b>1</b>
<b>2. Base &amp; Colonne Assemblée Prima GN</b>	<b>2</b>
<b>3. Pivot Bras Assemblée Prima DNT/ORL/GN</b>	<b>3</b>
<b>4. Suspension Bras Assemblée Prima DNT/ORL/GN</b>	<b>4</b>
<b>5. Long Suspension Bras Assemblée Prima DNT/ORL/GN</b>	<b>6</b>
<b>6. Incliné Couplage &amp; transporteur Assemblée Prima DNT</b>	<b>8</b>
<b>7. Incliné Couplage &amp; transporteur Assemblée Prima ORL</b>	<b>10</b>
<b>8. Incliné Couplage &amp; transporteur Assemblée Prima GN</b>	<b>14</b>

# 1. COLONNE ASSEMBLÉE PRIMA DNT/ORL




N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	6165000-133	PILIER	1
2	6134000-131	ARRIÈRE ARBRE	1
3	6165000-137	FILETÉ CASQUETTE	1
4	6165000- 215M	COUVERCLE CENTRE SOUTIEN	2
5	6165000-853	SOUTIEN ROUE ASSEMBLAGE DE TRANSPORTEUR AVEC GUIDE PRISE	1
6	6165000-854	COUVERCLE ROUE SOUTIEN COUVRIR AVEC AIMANT	2
7	6165000-127	TARAUDEUR GOUJON	4
8	6165000-164	TARAUDEUR ANNEAU	1
9	6134000-272	ROULETTE ROUE	2
10	6134000-274	ROULETTE AVEC VERROUILLAGE CASSER	2
11	SS -728	VIS M10x75	4
12	SS -176	VIS À TÊTE HEXAGONALE M5X20	6
13	6165000-207M	DÉCORATIF DISQUE	1
14	6165000-206M	BOUCHON FILETÉ	1
15	SS -716	VIS À TÊTE PLATE M3X6	4
16	6165000-351	ÉCROU À AIMANT	4
17	SS -800	PRISE PLAT HD VIS M6x16	6

## 2. COLONNE ASSEMBLÉE PRIMA GN




N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	6165000-107	COLONNE	1
2	6134000-131	AXE ARRIÈRE	1
3	6165000-137	CAPUCHON FILETÉ	1
4	6165000-215M	COUVERCLE DE SUPPORT CENTRAL	2
5	6165000-853	ENSEMBLE DE SUPPORT DE ROUE DE SUPPORT AVEC FICHES DE GUIDAGE	1
6	6165000-854	COUVERCLE DE SUPPORT DE ROUE AVEC AIMANT	2
7	6165000-127	GOUJON CONIQUE	4
8	6165000-164	ANNEAU CONIQUE	1
9	6134000-272	ROUE À ROULETTES	2
10	6134000-274	ROUE À ROULETTES AVEC FREIN DE BLOCAGE	2
11	SS-728	VIS M10x75	4
12	SS-176	VIS À TÊTE HEXAGONALE CREUSE M5x20	6
13	6165000-207M	DISQUE DÉCORATIF	1
14	6165000-206M	BOUCHON FILETÉ	1
15	SS-716	VIS À TÊTE PLATE M3x6	4
16	6165000-351	ÉCROU À AIMANT	4
17	SS-800	VIS À TÊTE HEXAGONALE CREUSE M6x16	6

### 3. PIVOT BRAS ASSEMBLÉE PRIMA DNT/ORL/GN




N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	6165000-840	PIVOT BRAS	1
2	6165000-203	PORTE	1
3	6165000-212	PANNEAU SUPPORT	1
4	6165000-326	ARRIÈRE SERRER	1
5	6134000-123	RETENIR ANNEAU 38MM	2
6	6165000-943	ASS. DEVANT DIRIGÉ AVEC CÂBLE	1
7	6165000-325	TITULAIRE DEVANT DIRIGÉ	1
8	6165000-146	DEVANT ARBRE	1
9	6165000-512	SUPPORT ÉCLAIRAGE	1
10	6165000-139	CHALEUR COULER	1
11	A6165000-856	DIRIGÉ TROUSSE	1
12	6165000-150	FIBRE OPTIQUE CÂBLE	1
13	6165000-512	SUPPORT D'ÉCLAIRAGE	1
14	AVT- 810-00	POUVOIR ENSEMBLE D'APPROVISIONNEMENT	1
15	6165000-166	DIRIGÉ COUVERCLE	1
16	6165000-202M	COUVERCLE PIVOT BRAS (droite)	1
17	6165000-201M	COUVERCLE PIVOT BRAS (gauche)	1
18	6168000-216	STÉRILISABLE BOUTON COUVERCLE	2
19	6210000-827	BOUCHON DE VERROUILLAGE ASSEMBLÉE	2
20	8126000-907	POUVOIR ENTRÉE MODULE	1
21	SS -717	M4X12 SKT/HD/SS	4
22	X54346	KA 30X10 TP OVALE TÊTE VIS	6
23	6165000-511	SUPPORT DOS COUVERCLE	1
24	6165000-204M	DOS COUVERCLE	1
25	WSWT20024	ALLUMÉ ÉTEINT CHANGER	1
26	6165000-205M	POUSSIÈRE COUVERCLE	1

# 4. SUSPENSION BRAS ASSEMBLÉE




N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	6134000-532	BOUTON COUVERCLE PETIT	2
2	6166000-812	BOUCHON DE VERROUILLAGE SUSPENSION BRAS	1
3	6134000-263	SIÈGE VIS POUR COUVERCLE	4
4	6134000-112	ESPACEUR	1
5	6165000-114	COUVERCLE SUSPENSION BRAS	1
6	SS 665	M4 X 6.4/PAN/8.0 (10,0) ADN	4
7	SS- 802	M5 X dix CSK VIS	5
8	6134000-537	COUVERCLE DEVANT COUPLAGE	1
9	6134000-536	COUVERCLE ARRIÈRE COUPLAGE	1
10	6134000-817	ARRIÈRE COUPLAGE AVEC SS DES BUISSONS	1
11	6134000-160	VERROUILLAGE PLAQUE LEVIER	1
12	6134000-261	FLEXIBLE BRAS HAUT	1
13	6134000-260	FLEXIBLE BRAS BAS	1
14	6134000-859	SERRER BAGUE AVEC BOBINE PRINTEMPS	1
15	6134000-105	FENTE BUISSON	1
16	6134000-106	LEVIER	1
17	6134000-107	LEVIER MONTER	1
18	6134000-548	JUSTIFICATIF BUISSON	2
19	6134000-108	SERRER CYLINDRE	1
20	6134000-109	GAZ CYLINDRE	1
21	6134000-547	COUVERCLE DE CÂBLE	1
22	6134000-534	POTENTIOMÈTRE BOUTON	1
23	6134000-538	BOUTON COUVERCLE POUR POTENTIOMÈTRE BOUTON	1
24	6165000-152	À MARCHE BUISSON	1
25	6167500-806	BOUCHON DE VERROUILLAGE PIVOT BRAS	1
26	6165000-826	DEVANT COUPLAGE AVEC ROUEMENTS	1
27	6165000-120	DEVANT ARBRE	1
28	6165000-942	ASSEMBLÉE POTENTIOMÈTRE FIL	1
29	6134000-114	CHARNIÈRE GOUJON	4
30	6134000-110	GOUJON LEVIER (DIA 6)	1
31	6134000-584	CIRCLIPS RAPIDE VERROUILLAGE benzing 6MM	2
32	SS -182	M5X12 PRISE TÊTE VIS À CAPUCHON	1
33	6165000-941	ASSEMBLÉE LIMITE CHANGER CÂBLE	1
34	6167500-301	PANNEAU PLAQUE	1
35	6134000-122	PRESSE- ÉTOUPE	1
36	6134000-255	CYLINDRE ÉNORME GOUJON	1
37	6134000-117	TENSION AJUSTEMENT ÉCROU	1
38	SS -668	M2-5X5 CSK VIS	4
39	6134000-592	RETENIR ANNEAU 10MM	2
40	6134000-118	BAS COUVERCLE ARRIÈRE COUPLAGE	1
41	SS -641	VIS M5X30 CSK	2
42	6134000-478	TENSION RÉGLAGE VIS	1
43	6134000-119	VERROUILLAGE PLAQUE TENSION AJUSTEMENT	1
44	6134000-111	CYLINDRE SOUTIEN GOUJON DIA 8.MM	1
45	6134000-113	BOUCHON LIMITE CHANGER	1
46	X54223	PLAINE MACHINE À LAVER	2
47	6134000-113	CIRCLIPS RAPIDE VERROUILLAGE benzing 8MM	2

# 5. LONG SUSPENSION BRAS ASSEMBLÉE




N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	6134000-532	BOUTON COUVERCLE PETIT	2
2	6166000-812	BOUCHON DE VERROUILLAGE SUSPENSION BRAS	1
3	6134000-263	VIS DE FIXATION POUR COUVERCLE	4
4	6134000-112	ESPACEUR	1
5	6137400-201	COUVERCLE DU BRAS DE SUSPENSION	1
6	SS 665	M4 X 6.4/PAN/8.0 (10,0) ADN	4
7	SS- 183	M5 X dix CSK VIS	5
8	6134000-537	COUVERCLE DEVANT COUPLAGE	1
9	6134000-536	COUVERCLE ARRIÈRE COUPLAGE	1
10	6134000-817	ARRIÈRE COUPLAGE AVEC SS DES BUISSONS	1
11	6134000-160	VERROUILLAGE PLAQUE LEVIER	1
12	6137400-261	LONG FLEXIBLE BRAS HAUT	1
13	6137400-260	LONG FLEXIBLE BRAS BAS	1
14	6134000-859	SERRER BAGUE AVEC BOBINE PRINTEMPS	1
15	6134000-105	FENTE BUISSON	1
16	6134000-106	LEVIER	1
17	6134000-107	LEVIER MONTER	1
18	6134000-548	JUSTIFICATIF BUISSON	2
19	6134000-108	SERRER CYLINDRE	1
20	6134000-109B	GAZ CYLINDRE LONG- 1	1
21	6137400-302	CÂBLE COUVERCLE SUSPENSION BRAS	1
22	6134000-534	POTENTIOMÈTRE BOUTON	1
23	6134000-538	BOUTON COUVERCLE POUR POTENTIOMÈTRE BOUTON	1
24	6165000-152	À MARCHE BUISSON	1
25	6167500-806	BOUCHON DE VERROUILLAGE PIVOT BRAS	1
26	6165000-826	DEVANT COUPLAGE AVEC ROULEMENTS	1
27	6165000-120	DEVANT ARBRE	1
28	6165000-942	ASSEMBLÉE POTENTIOMÈTRE FIL	1
29	6134000-114	CHARNIÈRE GOUJON	4
30	6134000-110	GOUJON LEVIER (DIA 6)	1
31	6134000-584	CIRCLIPS RAPIDE VERROUILLAGE benzing 6MM	2
32	SS -182	M5X12 PRISE TÊTE VIS À CAPUCHON	1
33	6165000-941	ASSEMBLÉE LIMITE CHANGER CÂBLE	1
34	6167500-301	PANNEAU PLAQUE	1
35	6134000-122	PRESSE- ÉTOUPE	1
36	6134000-255	CYLINDRE ÉNORME GOUJON	1
37	6134000-117	TENSION AJUSTEMENT ÉCROU	1
38	SS -668	VIS M2-5X5 CSK	4
39	6134000-592	RETENIR ANNEAU 10MM	2
40	6134000-118	BAS COUVERCLE ARRIÈRE COUPLAGE	1
41	SS -641	VIS M5X30 CSK	2
42	6134000-478	TENSION RÉGLAGE VIS	1
43	6134000-119	VERROUILLAGE PLAQUE TENSION AJUSTEMENT	1
44	6134000-111	CYLINDRE SOUTIEN GOUJON DIA 8.MM	1
45	6134000-113	BOUCHON LIMITE CHANGER	1
46	X54223	PLAINE MACHINE À LAVER	2
47	6134000-113	CIRCLIPS RAPIDE VERROUILLAGE benzing 8MM	2

# 6. MICROSCOPE AVEC TRANSPORTEUR (DENTAIRE)




N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	6165000-206	BOUCHON FILETÉ	1
2	6134010-472	VIS DE FIXATION	1
3	6134010-804	INCLINÉ COUPLAGE ASSEMBLÉE	1
4	6165000-405	BOUCHON VIS	1
5	6165000-829	TRANSPORTEUR ASSEMBLÉE	1
6	6122010- 810	VERROUILLABLE CŒIL PIÈCES 10X	2
7	6134010-846	ESSIEU ASSEMBLÉE AVEC GOUJON	1
8	6122015- 810	TÊTE ERGONOMIQUE	1
9	A6133000-801	ENSEMBLE DE MAGNICHANGER	1
10	6132000-017	VIS DE VERROUILLAGE	1
11	612086-457	BOUTON MAGNICHANGER	2
12	612086-459	COLLET	2
13	6133250-801	ASSEMBLAGE CMO	1
14	6134010-803	PETIT ENSEMBLE DE BOUTON	1
15	612086-458	BOUTON COUVERCLE DROITE	1
16	612086-458L	BOUTON COUVERCLE GAUCHE	1
17	6129000-206M	FIBRE CÂBLE	1
18	6134010-452	RONDELLE EN LAITON	2
19	6134010-450	RONDELLE PLATE EN ACIER INOXYDABLE	1
20	6134010-453	RONDELLE PLATE EN ACIER INOXYDABLE	2
21	6134010-451	RONDELLE À DISQUE	5
22	6134010-454	ÉCROU SS-729	2
23	6134010-455	RONDELLE DE LOGEMENT	1
24	SS -880	BOULON M6X80	1
25	6168000-215M	BOUCHON DE VERROUILLAGE	1
26	6168000-216	BOUCHON DE COUVERCLE	2
27	6156250-201	PROTECTEUR LENTILLE ENSEMBLE	1
28	6134010-477	GOUJON	1
29	6133000-599	POIGNÉE COUVERCLE	2
30	X54654	VIS M4X8	2
31	6165000-521	POIGNÉE DE MONTAGE ERGONOMIQUE	1
	6133000-498	POIGNÉE DE MONTAGE ERGONOMIQUE (JAPON)	1
32	6133000-598	POIGNÉE ULTRA	2

# 7. MICROSCOPE AVEC 120 COUPLÉMENT TRANSPORTEUR (ORL)




N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	6165000-206	BOUCHON FILETÉ	1
2	6134010-472	Vis de fixation	1
3	6134010-804	INCLINÉ COUPLAGE ASSEMBLÉE	1
4	6165000-405	BOUCHON VIS	1
5	6165000-829	TRANSPORTEUR ASSEMBLÉE	1
6	6122010- 810	VERROUILLABLE ŒIL PIÈCES 10X	2
7	6134010-846	ESSIEU ASSEMBLÉE AVEC GOUJON	1
8	6122015- 810	TÊTE DROIT	1
9	A6133000-801	ENSEMBLE DE MAGNICHANGER	1
10	6132000-017	VIS DE VERROUILLAGE	1
11	612086-457	BOUTON MAGNICHANGER	2
12	612086-459	COLLET	2
13	6133250-801	ASSEMBLAGE CMO	1
14	6134010-803	PETIT ENSEMBLE DE BOUTON	1
15	612086-458	BOUTON COUVERCLE DROITE	1
16	612086-458L	BOUTON COUVERCLE GAUCHE	1
17	6129000-206M	GESTIONNAIRE DE CÂBLES EN FIBRE	1
18	6134010-452	RONDELLE EN LAITON	2
19	6134010-450	RONDELLE AVEC TROU CARRÉ	1
20	6134010-453	RONDELLE PLATE EN ACIER INOXYDABLE	2
21	6134010-451	RONDELLE À DISQUE	5
22	6134010-454	ÉCROU SS-729	2
23	6134010-455	RONDELLE DE LOGEMENT	1
24	SS -880	BOULON M6X80	1
25	6168000-215M	BOUCHON DE VERROUILLAGE	1
26	6168000-216	BOUCHON DE COUVERCLE	2
27	6156250-201	PROTECTEUR LENTILLE ASSEMBLÉE	1
28	6134010-477	GOUJON	1
29	6165000-863	ENSEMBLE DE POIGNÉE EN T	1
30	6168000-219M	HOUSSE DE BOUTON EN SILICONE	2
31	SS -798	VIS À TÊTE HEXAGONALE CREUSE M6X15	1
32	SS -818	ÉCROU M6	1
33	SS -125	VIS DE SERRAGE DE CÂBLE M25X5.0	1

# MICROSCOPE AVEC VERTICALE TRANSPORTEUR (ORL)



N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	6165000-894	ENSEMBLE DE BOUTON	1
2	6165000-405	BOUCHON VIS	1
3	6165000-829	TRANSPORTEUR ASSEMBLÉE	1
4	6122010- 810	VERROUILLABLE ŒIL PIÈCES 10X	2
5	6134010-846	ESSIEU ASSEMBLÉE AVEC GOUJON	1
6	6122015- 810	TÊTE DROIT	1
7	A6133000-801	ENSEMBLE DE MAGNICHANGER	1
8	6132000-017	VIS DE VERROUILLAGE	1
9	612086-457	BOUTON MAGNICHANGER	2
10	612086-459	COLLET	2
11	6133250-801	ASSEMBLAGE CMO	1
12	612086-458	BOUTON COUVERCLE DROITE	1
13	612086-458L	BOUTON COUVERCLE GAUCHE	1
14	6129000-206M	GESTIONNAIRE DE CÂBLES EN FIBRE	1
15	6134010-452	RONDELLE EN LAITON	2
16	6134010-450	RONDELLE AVEC TROU CARRÉ	1
17	6134010-453	RONDELLE PLATE EN ACIER INOXYDABLE	2
18	6134010-451	RONDELLE À DISQUE	5
19	6134010-454	ÉCROU SS-729	2
20	6134010-455	RONDELLE DE LOGEMENT	1
21	SS -880	BOULON M6X80	1
22	6168000-215M	BOUCHON DE VERROUILLAGE	2
23	6168000-216	BOUCHON DE COUVERCLE	1
24	6156250-201	PROTECTEUR LENTILLE ASSEMBLÉE	1
25	6165000-863	ENSEMBLE DE POIGNÉE EN T	1
26	6168000-219M	HOUSSE DE BOUTON EN SILICONE	2
27	SS -798	VIS À TÊTE HEXAGONALE CREUSE M6X15	1
28	SS -818	ÉCROU M6	1
29	SS -125	VIS DE SERRAGE DE CÂBLE M25X5.0	1

## 8. INCLINÉ COUPLAGE (GN)



N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	6165000-888	FILETÉ ENSEMBLE DE BOUTON	1
2	6165000-827	TRANSPORTEUR ASSEMBLÉE	1
3	6165000-405	BOUCHON VIS	1
4	6122010- 810	VERROUILLABLE ŒIL PIÈCES 10X	2
5	6134010-846	ESSIEU	1
6	6122015- 810	TÊTE DROIT	1
7	A6133000-801	ENSEMBLE DE MAGNICHANGER	1
8	6132000-017	VIS DE VERROUILLAGE	1
9	612086-457	BOUTON MAGNICHANGER	2
10	612086-459	COLLET	2
11	6133250-801	ASSEMBLAGE CMO	1
12	X54654	VIS M4X8	2
13	6134010-452	RONDELLE EN LAITON	2
14	6134010-450	RONDELLE AVEC TROU CARRÉ	1
15	6134010-453	RONDELLE À DISQUE	5
16	6134010-454	SS-729 HEXAMEN ÉCROU	2
17	6134010-455	RONDELLE DE LOGEMENT	1
18	SS -880	BOULON M6X80	1
19	6134010-451	RONDELLE PLATE EN ACIER INOXYDABLE	2
20	6168000-215	BOUCHON DE VERROUILLAGE	1
21	6168000-216	BOUCHON DE COUVERCLE	1
22	6165000-510	SUPPORT JOIE STIC POIGNÉE	1
23	X- 55-139	HEXAMEN ÉCROU M8	1
24	6165000- 860	POIGNÉE ASSEMBLÉE	1



**Labo America Inc.**

920 Auburn Cour  
Fremont, CA 94538  
Etats-Unis

Tél.: 510-445-1257

Fax: 510-991-9862

E-mail: [sales@laboamerica.com](mailto:sales@laboamerica.com)

[www.laboamerica.com](http://www.laboamerica.com)



**Labomed Europe**

Essebaan 50  
2908 LK Capelle a/d IJssel  
Le Pays-Bas

Tél.: +31 (0)10 4584222

Fax: +31 (0)10 4508251

E-mail: [info@labomedeuropa.com](mailto:info@labomedeuropa.com)

[www.labomedeuropa.com](http://www.labomedeuropa.com)



A9020

OIN 9001:2008

LABOTECH MICROSCOPES INDE PVT LTD